



РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru www.binom.kaluga.ru www.uzormed-b-2k.ru

Прайс-лист (Действительно с 01.07.2018 г.) Лист 1 (Цены в рублях)

Новинка! Впервые в продаже!

Аппараты лазерно - ультразвуковой и ультразвуковой терапии

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	ЛУЗТ «Бином»[®]- Физио» <u>Новинка!</u>	Уникальный аппарат лазеро – ультразвуковой терапии (ЛУЗТ) «Бином»[®]-Физио». Отличительной особенностью аппарата является сочетание импульсного лазерного излучения ближней инфракрасной области спектра и высокочастотного ультразвукового излучения непрерывного или импульсного действия. Механизм сочетанного воздействия ультразвуковой терапии инфракрасного облучения основан на синергизме действия этих факторов. Такое воздействие приводит к значительному улучшению кровообращения в поверхностных и глубокорасположенных тканях, активизации метаболизма в клетке и тканях, противовоспалительному, противовоспалительному и противоаллергическому действиям, увеличению количества и глубины проникновения лечебных препаратов, а также к ускорению регенерации и стимуляции иммунологических эффектов в тканях и организме в целом.	25 000
2	УЗТ «Бином»[®]- Физио» <u>Новинка!</u>	Лечебным фактором физиотерапевтического аппарата «БИНОМ»[®]-ФИЗИО» является ультразвуковое излучение. Аппарат предназначен для лечения больных с различной патологией путем воздействия высокочастотным ультразвуковым излучением постоянного или импульсного действия. Ультразвуковая терапия может применяться как самостоятельный вид лечения, так и в сочетании с медикаментозной терапией, а также может быть использована для ввода лекарственных веществ в ткани организма (по методике фонофореза). При этом в процессе проведения процедуры можно использовать средства с рассасывающим и репаративным эффектом. В случае интенсивных болей ультразвуковое воздействие в сочетании с местными анестетиками оказывает быстрый и заметный эффект.	20 000



Портативные лазерные терапевтические аппараты серии «УзорМед®»

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®	Аппарат применяется при лечении инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной и мочеполовой систем, заболеваний в невропатологии, оториноларингологии, стоматологии и др. В аппарате используется импульсный ИК-излучатель (12 Вт), в комплекте магнитная насадка 35 мТл и 2 световодные насадки. <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора</i>	9 500
2	УзорМед®-К	Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения кожных заболеваний (дерматиты, дерматозы, рожистое воспаление кожи), а также респираторных и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. В аппарате используется красное лазерное излучение (15 мВт), в комплекте магнитная насадка 35 мТл и 2 световодные насадки. <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.</i>	10 000
3	«Бином® - Микро»	В аппарате свето – лазерной терапии используется ИК лазерное излучение (14 Вт) и мощное светодиодное излучение красного спектрального диапазона (60 мВт). Использование в одном приборе факторов световой и лазерной терапии существенно расширяет возможности при лечении широкого круга заболеваний при одновременном соблюдении принципа безвредности лечебного воздействия. Свето – лазерная терапия эффективна при лечении заболеваний органов пищеварения, акушерской и гинекологической патологии, заболеваний опорно-двигательной системы и др. <i>Прибор функционирует только от сети.</i>	12 000
4	УзорМед®-Макси-КАРДИО	Аппарат применяется для улучшения состояния здоровья людей, больных атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа. В аппарате используется ИК-лазерная матрица (35 Вт) и красный лазер (8 мВт), используемые попеременно. <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	14 000
5	Новинка! УзорМед®-Макси-ПОЛИ	Аппарат оказывает эффективное лечебное воздействие на системный атеросклероз и на его различные формы, а также на заболевания опорно-двигательной системы таких как артриты, эпикондилит локтевой наружный, миозиты, травматические повреждения мягких тканей. В аппарате используется ИК-лазерная матрица (35 Вт) и красный лазер (8 мВт), используемые попеременно. <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	по запросу
6	УзорМед®-Макси-Артро	Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы (артриты, спондилоартриты, дорсопатии, пяточные шпоры и др.). Кроме лечения заболеваний суставов, аппарат успешно применяется в других областях медицины: эндокринологии, оториноларингологии, невропатологии, нефрологии, и др. В аппарате используется ИК - лазерная матрица (35 Вт) в сочетании с постоянным магнитным полем (30 мТл). <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	14 000
7	УзорМед®-Макси-Артро-А	Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы (артриты, спондилоартриты, дорсопатии, пяточные шпоры и др.). Кроме лечения заболеваний суставов, аппарат успешно применяется в других областях медицины: эндокринологии, оториноларингологии, невропатологии, нефрологии, и др. В аппарате используется ИК - лазерная матрица (35 Вт) в сочетании с постоянным магнитным полем (30 мТл). <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.</i>	16 000
8	УзорМед®-УРО	Уникальный аппарат лазерной терапии. Применяется для профилактики и эффективного лечения урологических заболеваний таких как простатит, сопутствующий эпидидимит, восстановление потенции. В аппарате используется импульсный ИК-излучатель (15 Вт). Конструкция прибора позволяет с наибольшей эффективностью производить лазерное воздействие на предстательную железу во всех зонах доступа. <i>Аппарат функционирует от встроенного аккумулятора.</i>	16 000



Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»

Терапевтические комплексы

№ п/п	Модель аппарата	Состав комплекта	Цена
1	УзорМед-Б-2К	Блок управления (2 канала)	15 000
2	УзорМед®-Б-2К- ОптиДОМ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, СН.	20 600
3	УзорМед®-Б-2К- ВЛОК	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ(20 шт.).	21 900
4	УзорМед®-Б-2К- ВЛОК ПЛЮС	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ(50 шт.).	26 000
5	УзорМед®-Б-2К- НЛОК	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК15/635.	23 400
6	УзорМед®-Б-2К- ФизиОптим	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, СН.	28 900
7	УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	45 900
8	УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО ПЛЮС	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	54 900
9	УзорМед®-Б-2К- АРТРО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	47 600
10	УзорМед®-Б-2К- ГАСТРО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, СН, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	57 200
11	УзорМед®-Б-2К- КОСМЕТОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	54 400
12	УзорМед®-Б-2К- КАРДИО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	56 500
13	УзорМед®-Б-2К- НЕВРОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	58 800
14	УзорМед®-Б-2К - УРОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	69 500
15	УзорМед®-Б-2К- ГИНЕКОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	65 200
16	УзорМед®-Б-2К- СТОМАТОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КНС-Ст, СН, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	65 900
17	УзорМед®-Б-2К- ОРВИ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, СН, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	70 500



РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru www.binom.kaluga.ru www.uzormed-b-2k.ru

Прайс-лист. Действительно с 01.07.2018 г. Лист 4 (Цены в рублях)

Блоки излучения к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	БИ1/6	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	4 900
2	БИ1/10	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	5 900
3	БИ1/14	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	6 600
4	БИ2/16	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=16Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	7 200
5	БИ2/20	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	9 700
6	БИК5/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=5 мВт, $\lambda=0,65\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	5 000
7	БИК30/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=30мВт, $\lambda=0,65\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	8 700
8	БИК10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=10мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	8 700
9	БИК15/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=15мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	11 000
10	БИК40/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=40мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	18 500
11	БИК-ВЛОК 1,5-2/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=1,5-2 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	6 200
12	БИК-ВЛОК 3/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=3 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	8 400
13	БИК-ВЛОК 5/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=5 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	12 000
14	БИК-ВЛОК10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=10 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	18 700
15	БИК-ВЛОК20/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=20 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	26 600
16	БИМ	Блок изл. матричный (ИК ЛД, $\lambda=0,89\text{мкм}$, Ри $\geq 30\text{Вт}$, магнитная индукция 30мТл, 20см ²)	10 900
17	БИМВ	Блок изл. матричный внутриполостной (ИК ЛД, $\lambda=0,89\text{мкм}$, Ри $\geq 12\text{Вт}$)	12 000

Инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	«Лоно»	Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов)	6 600
2	КН-Ст	Комплект насадок стоматологических (3 вида)	3 300
3	КНС-УП-3	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида)	3 000
4	КНС-УП-4	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида)	3 300
5	КНС-УрП	Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида)	3 000
6	МН-30	Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1	700
7	МН-60	Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1	950
8	МН-110	Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1	1 100
9	ПН	Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры	800
10	СН	Световодная насадка косметологическая	350

Дополнительное оборудование

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	ИМИ-01*	Измеритель мощности импульсного и непрерывного излучения лазеров и светодиодов в диапазоне от 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера. Ри = 0,5÷50Вт, $\tau_n=60\div 200\text{нс}$, Рср=0,1÷250мВт. Свидетельство о проверке Госстандарта	105 000
2	Очки защитные ЗН22-72	Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм	5 000
3	Очки «БИОЛАЗЕР»	Очки защитные (ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр)	1 950
4	КИВЛ	Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт. 38 от 100 до 499 шт. 30 от 500 до 1000 шт. 28 от 1000 шт. 26	
5	Штатив	Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК)	1 300
6	Штатив	Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении	1 600
7	Штатив	Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ)	1 900
8	Стойка	Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования	8 200
9	Автомобильное зарядное устройство для АЛТ «УзорМед»	Зарядное устройство для автомобиля к АЛТ «УзорМед»	350

* - По предварительному заказу



РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru www.binom.kaluga.ru www.uzormed-b-2k.ru

Прайс-лист. Действительно с 01.07.2018 г. Лист 5 (Цены в рублях)

Литература

1	Малиновский Е.Л., Баранов В.Н., Низкоинтенсивная лазерная терапия с использованием лазерного терапевтического прибора «УзорМед-Б-2К». Методические рекомендации. – 389с.	1 500
2	Гейниц А.В., Малиновский Е.Л., Внутривенное лазерное облучение крови с использованием лазерного терапевтического прибора «УзорМед-Б-2К-ВЛОК». Методические рекомендации.– 43 с.	400
3	Малиновский Е.Л., Надвенное лазерное облучение крови с использованием аппарата лазерной терапии «УзорМед-Б-2К-НЛОК». Методические рекомендации. – 35 с.	400
4	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед-УРО». – 47 с.	400
5	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед» – 145 с.	500
6	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед-Макси-Кардио». – 80 с.	450
7	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед-Макси-Артро». – 134 с.	500
8	Трунова О.В. (к.м.н.), Методические рекомендации к аппарату физиотерапевтическому портативному для лазерно-ультразвуковой терапии «Бином-Физио». – 156 с.	400
9	Трунова О.В. (к.м.н.), Методические рекомендации к аппарату физиотерапевтическому портативному для ультразвуковой терапии «Бином-Физио». – 101 с.	300