



РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ  
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru www.binom.kaluga.ru www.uzormed-b-2k.ru

Прайс-лист (Действительно с 15.05.2017 г.) Лист 1 (Цены в рублях)

*Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»  
Терапевтические комплексы*

<i>№ п/п</i>	<i>Модель аппарата</i>	<i>Состав комплекта</i>	<i>Цена</i>
1	<i>УзорМед-Б-2К</i>	<i>Блок управления (2 канала)</i>	<b>13 000</b>
2	<i>УзорМед®-Б-2К- ОптиДОМ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, СН.	<b>17 500</b>
3	<i>УзорМед®-Б-2К- ВЛОК</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ(50 шт.).	<b>22 300</b>
4	<i>УзорМед®-Б-2К- НЛОК</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК 15/635.	<b>20 000</b>
5	<i>УзорМед®-Б-2К- ФизиОптим</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, СН.	<b>24 800</b>
6	<i>УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>40 900</b>
7	<i>УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО ПЛЮС</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>48 900</b>
8	<i>УзорМед®-Б-2К- АРТРО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>42 300</b>
9	<i>УзорМед®-Б-2К- ГАСТРО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, СН, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>50 900</b>
10	<i>УзорМед®-Б-2К- КОСМЕТОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>48 500</b>
11	<i>УзорМед®-Б-2К- КАРДИО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>50 500</b>
12	<i>УзорМед®-Б-2К- НЕВРОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>52 500</b>
13	<i>УзорМед®-Б-2К - УРОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>62 600</b>
14	<i>УзорМед®-Б-2К- ГИНЕКОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>58 700</b>
15	<i>УзорМед®-Б-2К- СТОМАТОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КНС-Ст, СН, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>59 200</b>
16	<i>УзорМед®-Б-2К- ОРВИ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, СН, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	<b>63 300</b>



**Портативные лазерные терапевтические аппараты серии «УзорМед®»**

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®	Отличительные особенности: импульсный ИК-излучатель (12 Вт), в комплекте магнитная насадка 35 мТл и 2 световодные насадки. Воздействие осуществляется по двум частотными режимам для лечения различных видов заболеваний: органов пищеварения и сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной и мочеполовой систем и т.д. <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.</i>	9 500
2	УзорМед®-К	Аппарат лазерной терапии предназначен для профилактики и эффективного лечения кожных заболеваний (дерматиты, дерматозы, рожистое воспаление кожи), а также респираторных и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. Для повышения терапевтического эффекта аппарат комплектуется световодными и магнитной (35 мТл) насадками. <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.</i>	10 000
3	УзорМед®-Макси-КАРДИО	Отличительные особенности: ИК-лазерная матрица (35 Вт) и красный лазер (8 мВт), используемые попеременно. Аппарат оказывает эффективное лечебное воздействие, как на системный атеросклероз, так и на его различные формы. Рекомендуется при лечении других видов заболеваний, по которым есть показания лазерной терапии. <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	14 000
4	УзорМед®-Макси-Артро	Отличительной особенностью аппарата является наличие ИК - лазерной матрицы с постоянным магнитным полем. Сочетанное использование инфракрасного лазерного излучения с постоянным магнитным полем усиливает терапевтические эффекты лазерного света, создает обезболивающий, противовоспалительный и противовоспалительные эффекты, повышает иммунитет, а также улучшает кровообращение и проводимость нервных волокон, ускоряют регенерацию тканей. Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы. <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	14 000
5	УзорМед®-Макси-Артро-А	Отличительной особенностью аппарата является наличие ИК - лазерной матрицы с постоянным магнитным полем. Сочетанное использование инфракрасного лазерного излучения с постоянным магнитным полем усиливает терапевтические эффекты лазерного света, создает обезболивающий, противовоспалительный и противовоспалительные эффекты, повышает иммунитет, а также улучшает кровообращение и проводимость нервных волокон, ускоряют регенерацию тканей. Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы. <i>Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора.</i>	16 000
6	УзорМед®-УРО	Уникальный аппарат лазерной терапии предназначен для профилактики и эффективного лечения урологических заболеваний: простатита, сопутствующего эпидидимита и восстановления потенции. Воздействие осуществляется по двум частотными режимам. <i>Аппарат функционирует от встроенного аккумулятора.</i>	по запросу

**Блоки излучения к АЛТ«УзорМед®-Б-2К»**

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	БИ1/6	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, λ=0,89мкм)	4 400
2	БИ1/10	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, λ=0,89мкм)	5 300
3	БИ1/14	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, λ=0,89мкм)	6 000
4	БИ2/16	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=16Вт, λ=0,89мкм)	6 600
5	БИ2/20	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20Вт, λ=0,89мкм)	8 800
6	БИК5/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=5 мВт, λ=0,65мкм). Неинваз. облуч.	4 500
7	БИК30/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=30мВт, λ=0,65мкм). Неинваз. облуч.	7 900
8	БИК10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=10мВт, λ=0,635мкм). Неинваз. облуч.	7 900
9	БИК15/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=15мВт, λ=0,635мкм). Неинваз. облуч.	10 000
10	БИК40/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=40мВт, λ=0,635мкм). Неинваз. облуч.	16 800
11	БИК-ВЛОК 1,5-2/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=1,5-2 мВт, λ=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	4 700
12	БИК-ВЛОК 3/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=3 мВт, λ=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	7 600
13	БИК-ВЛОК 5/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=5 мВт, λ=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	11 000
14	БИК-ВЛОК10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=10 мВт, λ=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	17 000
15	БИК-ВЛОК20/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=20 мВт, λ=0,635мкм, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	24 200
16	БИМ	Блок изл. матричный (ИК ЛД, λ=0,89мкм, Ри ≥ 30Вт, магнитная индукция 30мТл, 20см <sup>2</sup> )	9 900
17	БИМВ	Блок изл. матричный внутриволостной (ИК ЛД, λ=0,89мкм, Ри ≥ 12Вт)	11 000



РОССИЯ г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33; Для корреспонденции: 248000, РОССИЯ, г. Калуга, а/я 1038, ООО БИНОМ  
тел. +7(4842) 57-37-99, 57-66-09; binom@kaluga.ru www.binom.kaluga.ru www.uzormed-b-2k.ru

Прайс-лист. Действительно с 15.05.2017 г. Лист 3 (Цены в рублях)

### Инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	«Лоно»	Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов)	6 600
2	КН-Ст	Комплект насадок стоматологических (3 вида)	3 300
3	КНС-УП-3	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида)	3 000
4	КНС-УП-4	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида)	3 300
5	КНС-УрП	Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида)	3 000
6	МН-30	Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1	700
7	МН-60	Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1	950
8	МН-110	Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1	1 100
9	ПН	Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры	800
10	СН	Световодная насадка косметологическая	350
11	Насадка N4	Насадка N4 (из комплекта КНС-УП-4) для лазеропунктуры	700

### Дополнительное оборудование

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	ИМИ-01*	Измеритель мощности импульсного и непрерывного излучения лазеров и светодиодов в диапазоне от 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера. $P_i = 0,5 \div 50 \text{Вт}$ , $\tau_n = 60 \div 200 \text{нс}$ , $P_{ср} = 0,1 \div 250 \text{мВт}$ . Свидетельство о проверке Госстандарта	90 000
2	Фототерапевтическая расческа «Солитон»	Портативный аппарат в форме расчески для лечения заболеваний и повреждений волос, дерматологических заболеваний кожи головы различной этиологии. Инфракрасное, желтое, зеленое, красное излучение	8 900
3	ЗН22-72	Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм	5 000
5	Очки «БИОЛАЗЕР»	Очки защитные (ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр)	1 950
6	ВИК-35	Изделие для визуализации ИК-излучения	550
7	КИВЛ	Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт. 38 от 100 до 499 шт. 30 от 500 до 1000 шт. 28 от 1000 шт. 26	
8	Штатив	Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК)	1 300
9	Штатив	Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении	1 600
10	Штатив	Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ)	1 900
11	Стойка	Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования	8 200
12	Автомобильное зарядное устройство для АЛТ «УзорМед»	Зарядное устройство для автомобиля к АЛТ «УзорМед»	350

\* - По предварительному заказу

### Литература

1	Малиновский Е.Л., Баранов В.Н., Низкоинтенсивная лазерная терапия с использованием лазерного терапевтического прибора «УзорМед-Б-2К». Методические рекомендации. – 2013 г. – 327с.	1 500
2	Ефанов О.И., Магнитолазерная терапия. Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «Узор-А-2К». – 2012г. – 92 с.	250
3	Гейниц А.В., Малиновский Е.Л., Внутривенное лазерное облучение крови с использованием лазерного терапевтического прибора «УзорМед-Б-2К-ВЛОК». Методические рекомендации.- 2013 г. – 43 с.	400
4	Малиновский Е.Л., Надвенное лазерное облучение крови с использованием аппарата лазерной терапии «УзорМед-Б-2К-НЛОК». Методические рекомендации. – 2014 г. – 35 с.	400
5	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед-УРО». – 2014 г. – 47 с.	400
6	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату лазерной терапии «УзорМед»- 2013 г. – 145 с.	500
7	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату «УзорМед-Макси-Кардио». – 2013 г. – 80 с.	450
8	Малиновский Е.Л., Методические рекомендации к аппарату «УзорМед-Макси-Артро». – 2013 г. – 134 с.	500